



Ribbond®

bondable reinforcement ribbon



Használati Utasítás: Ribbond® ragasztható szálerősítéssel termékek

Ribbond-THM, Ribbond Ultra, Eredeti Ribbond

HU

Tartalom:

A Ribbond Starter csomagok:

Ribbond® ragasztható szálerősítéssel rostot és ollót tartalmaznak

A Ribbond ollókat csak a Ribbond rostok vágására tervezték.

Az ollók más felhasználásokra nem használandók.

A Ribbond Újratöltő csomagok:

Ribbond® ragasztható szálerősítéssel rostot tartalmaznak.

Felhasználási nyilatkozat: a Ribbond megerősíti a fogászati resineket.

Kezelési feltételek: a resin applikációja előtt ne fogja meg a Ribbondot kézzel vagy latex gumikesztyűvel. Kezelje a Ribbondot fogókkal vagy pamut kesztyűt viselve. A resin applikációja után kezelje a Ribbondot úgy, mint a resint (fogászati eszközök vagy púdermentes kesztyű).

Ribbond kompozit tömőanyaghoz való ragasztása: itassa át a Ribbondot töltetlen ragasztó resinnel. Helyezze a Ribbondot a kipolimerizálatlan töltött kompozitba.

Ribbond akriláthoz való ragasztása: itassa át a Ribbondot laza folyadék-púder mixszel. Helyezze a Ribbondot a kipolimerizálatlan töltött akrilátba.

Ribbond polírozása: a szálerősítéssel rostok nem polírozhatóak. Fedje be a Ribbondot kipolimerizálatlan kompozittal vagy akriláttal.

Hulladékkezelés: nem igényel különleges bánásmódot.

Csak szakemberek általi használatra.

Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon | Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond, Inc.
2200 South St., Racine WI 53404 USA
800-624-4554
ribbond@ribbond.com
www.ribbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany